

CERA A CALDO
MIELE E CLOROFILLA
CON TEGAMINO



HIBROS
LABORATORIO CHIMICO



Le Cere a Caldo con Tegamino sono disponibili nel tipo Miele e Clorofi Ila, uniscono l'efficacia della cera a caldo con la praticità del tegamino pre-dosato.

Warm Wax with metal container is available for the varieties Honey or Chlorophyll, and marries the efficacy of warm wax with the practicality of a pre-filled, pre-measured tin.

CERA A CALDO
MIELE - TEGAMINO
cod. CATEG - 100ml



CERA A CALDO
CLOROFILLA - TEGAMINO
cod. CACTEG - 100ml

